

ご使用前の準備

- 1.ご使用の前に、リストバンド本体を「24時間」充電してください。
※お届け時は充電が「ゼロ」の状態です。
- 2.最低24時間充電すると、自動的に最新バージョンへ更新（アップデート）されます。



※最新バージョンに関する情報は、GRIFFYwear.（管理画面）の左上【お知らせ】をご確認ください。

ログイン画面へアクセス

- 1.インターネットブラウザ（Google Chrome 推奨）を開きます。
- 2.ログインURL（<https://wear.griffy.ai/login>）を入力、またはブックマークしてアクセスします。
- 3.ログイン画面に設定完了通知書記載の「ID」と「パスワード」を入力します。



マニュアル・FAQの確認

- 1.管理画面（GRIFFYwear.）ログイン後、上部【サポート】をクリックします。
- 2.目的に合わせて項目を選択
 - ・ヘルプ・FAQ参照 → [GenVital ヘルプ]
 - ・マニュアル閲覧・保存 → [GenVital LTE関連マニュアル] > [マニュアル（LTE）]



【お問い合わせ先】

株式会社GRIFFY カスタマーサポート

電話：011-558-6601（平日 9時～18時）メール：customer-support@griffy.co.jp

サポートページ：<https://support.griffy.co.jp/knowledge>